

Baxter

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli.

Roma, 17/10/2013

Spett.le
AZIENDA USL N.5 - ORISTANO
VIA G.CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Vs.Rif. PG/2013 /72051 DEL 15/10/2013

**Oggetto: RICHIESTA DI CONFERMA E/O MIGLIORIA PREZZI PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI VARI (DEL. DG 19 DEL 02/01/2013) ANNO 2014**

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, con la presente Vi comunichiamo la ns. Disponibilità a praticato uno sconto del 5% sul prezzo di offerta ed a prorogare le quotazioni economiche fino al 31/12/2014:

codice 0600125

FLOSEAL APPLICATORE ENDOSCOPICO- Conf. 6 pezzi - Applicatore endoscopico sterile monouso per la somministrazione di gel emostatico ad alta viscosità, composto da due parti (1) una cannula di acciaio inossidabile non riflettente (2) uno stiletto di acciaio inossidabile (otturatore). Lunghezza 41cm. Marchio CE - Codice CND: K0199- REP. 588123/R Prodotto dalla Micromedics, Inc. USA e distribuito dalla BAXTER S.p.A. Confezione minima di vendita : Aliquota I.V.A. 22% CONFEZIONE DA 6PZ - SOSTITUITO DAL CODICE 0600127

Prezzo Iva esclusa : Euro 34,74625 (trentaquattro/74625)

Vi comunichiamo inoltre che il codice 1500181 è fuori produzione.

Restano invariate le altre condizioni di fornitura

Distinti saluti.

Sede Legale e Amministrativa
Baxter S.p.A.
Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 - Fax (+39) 06 3221643
Sito Internet: www.baxteritalia.it
Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA - C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 - Nr. REA 323287
Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Warehouse & Distribution
Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD
Tel: (+39) 0429 768501 - Fax (+39) 0429 768 590

BAXTER S.p.A.
Ludovico Tiberio
Procuratore




P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 11/03/2014

Prot. _____

Oggetto: APPLICATORE FLOSEAL



Al Responsabile del
Provveditorato
Dottssa Demurtas

La presente chiede l'acquisto urgente del dispositivo cod areas 1190820 applicatore gel emostatico floseal.

Il dispositivo in questione è fondamentale per l'applicazione del gel emostatico floseal cod areas 1149226, attualmente in uso presso il Blocco Operatorio ed in contratto N 413 con la ditta Baxter.

Si da indicazione di un fabbisogno per l'anno 2014 di numero 40 pezzi.

In attesa di cortese riscontro,

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli



Dr.ssa Daniela Checquolo

Baxter

SCHEMA TECNICA

Applicatore Endoscopico (per Floseal)

Nome e Codice Prodotto

Applicatore Endoscopico (per Floseal)

cod. n° 0600125

Descrizione e Caratteristiche Tecniche

L'applicatore endoscopico per Floseal è un dispositivo sterile e monouso, composto da due parti: una cannula composita non riflettente e uno stiletto composito (otturatore).

Indicazioni/Istruzioni per l'uso

Questo applicatore è concepito per la somministrazione della matrice emostatica Floseal nei punti chirurgici di sanguinamento per mezzo di un trocar da 5 mm o di diametro superiore.

Materiali

Privo di lattice.

Dimensioni

Lunghezza 410 mm / diametro esterno 5 mm

Avvertenze

Leggere le Istruzioni per l'uso di Floseal matrice emostatica prima di utilizzare questo dispositivo.

Non usare l'applicatore endoscopico se danneggiato.

L'applicatore endoscopico per FloSeal deve essere utilizzato esclusivamente da personale con adeguata formazione nelle procedure chirurgiche minimamente invasive.

Confezionamento

L'applicatore endoscopico per Floseal è fornito sterile e apirogeno in un contenitore di plastica sigillato. Una scatola contiene 6 applicatori endoscopici.

Marchio CE e Classe CE

CE 0297 Classe IIa

Sterilizzazione

Sterilizzato con ossido di etilene.

Validità

24 mesi.

Monouso

Solo monouso: non riutilizzare nè risterilizzare.

Produttore

Micromedics, Inc., USA

Distributore per l'Italia
Baxter S.p.A.

Data: Agosto 2012
Rev. n.0