

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato n° _____ del _____
Composto di n° 4 fogli.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N 5 ORISTANO
P.O.G.P. DELOGU - GHILARZA
Servizio Farmacia

FAX 0785/560226
TEL.0785/560244

Prot. 8/FG

Ghilarza, li 3-3-2014

Al Direttore Servizio
Provveditorato
D.ssa Gesuina Demurtas

Oggetto: Richiesta acquisto sacche x aspiratore
per i P.P.O.O. Aziendali .

Si chiede l'acquisto di sacche per aspirazione da utilizzare con gli aspiratori in dotazione c/o le U.O. di Medicina di Oristano e Ghilarza e il Pronto Soccorso di Ghilarza.

Per le caratteristiche e il presunto consumo annuale del dispositivo richiesto si trasmettono in allegato le richieste dei Responsabili delle rispettive U.O.

Saluti

Il Direttore della Farmacia Ospedaliera
Dott. Luigi Cozzoli

Guliana Lee
AZIENDA USL N° 5 - ORISTANO
P.O. "G.P. DELOGU" - GHILARZA
SERVIZIO FARMACEUTICO



SC Medicina Interna Ghilarza

Ghilarza lì, 20.02.2014

Prot. _____

Al Responsabile Servizio Farmacia Interna
P.O. Delogu Ghilarza

Oggetto: Richiesta acquisto sacche per aspiratore (PRESENTO CONSUMO ANNUALE)

Si richiede l'acquisto di n° 160 sacche per aspiratore Modello
Medela "DOMINANT 50" da Lt.2.5 COD. 077.0086.

Si dichiara che queste sono le sole compatibili con
l'aspiratore che presente in questa U.O. .

Cordiali saluti

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano
P.O. "G.P. Delogu" - Ghilarza
U.O. MEDICINA INTERNA

Il Responsabile del Servizio

Dr. Antonello Cossu

ASL Oristano

ASL N5 ORISTANO
PRESIDIO OSPEDALIERO G.P. DELOGU GHILARZA
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Al responsabile del Servizio Farmacia Interna
P.O. G.P. Delogu Ghilarza


Oggetto: Richiesta sacche per aspiratore

Con la presente si richiede a codesto servizio l'acquisizione di sacche per aspiratore modello "Medela Dominant 50 c/a lt. 2,5 codice 0770086 inventario I.C002858 le sole compatibili nell'apparecchio in uso nel nostro pronto soccorso e del quale si presume un consumo medio annuale di n°80 sacche.


Cordiali saluti

Ghilarza 19/02/2014

Il responsabile dell'U.O.



Azienda Sanitaria Locale n° 5 Oristano
Presidio Ospedaliero "G.P. Delogu" Ghilarza
U.O. Pronto Soccorso
Dirigente Medico
Dot.ssa Micaela Matto



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
ASL N° 5 Oristano
P.O. San Martino - Oristano
U.O. Medicina Interna
Direttore: Dottor Efsio Chessa

Oristano 26.02.2014

Oggetto: Richiesta acquisto sacche per aspirazione

Al Direttore della Farmacia
P.O. S. Martino

Si chiede l'acquisto di sacche per aspirazione modello "MEDELA DOMINANT 50" DA LT 2,5
cod.077.0086

Le suddette sacche sono indispensabili e insostituibili.

Consumo annuo stimato 1000 pezzi

Ringraziando si porgono cordiali saluti.

Il Direttore della U.O.
Dr. Efsio Chessa

Azienda Sanitaria n. 5 - Oristano
P.O. S. Martino
U.O. Medicina Interna
Direttore: Dr. Efsio Chessa



Te.S.Med.

Tecnologie Scientifiche

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 5 fogli.

Prot. n.32/14 del 19/03/2014

pag. 1 di 1

Spett.le
ASL ORISTANO
Servizio Provveditorato
Via Carducci, 35
09170 Oristano

Oggetto: Offerta per la fornitura di 1240 sacche raccolta liquidi da Lt. 2,5 per aspiratori medici Dominat 50.
Vs. richiesta prot. n. 32/14/19584 del 18/03/2014

Il sottoscritto Marco Meloni quale Rappresentante Legale della ditta Te.S.Med. S.n.c. con sede e domicilio fiscale in Decimomannu (CA) - Via Nazionale 59/b - C.F. e P. IVA n.02785010923, propone la migliore offerta per quanto descritto e alle condizioni sotto riportate:

COD. 077.0086	CND A06030495 - REP. 278221	
	Sacca per aspiratore Dominant 50 da litri 2,5. Conf. da pz. 40	
	Prezzo di listino a voi riservato iva esclusa cad. confez. (40 pz)	€ 164,00
	Sconto a Voi riservato 16,5%	
	Prezzo a voi riservato iva esclusa cad. confez. (40 pz)	€ 133,60
	Prezzo a voi riservato iva esclusa n. 31 confez. (1240 pz)	€ 41762,84

CONDIZIONI DI FORNITURA:

CONSEGNA: ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ORDINE
VALIDITA' OFFERTA: 180 GG
IMBALLO E TRASPORTO : COMPRESO
I.V.A. : 22 % DI LEGGE A VOSTRO CARICO
PAGAMENTO: entro 60 GG. D.F.

<p>ORDINE A.S.L. N. 5 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. DELOGU</p> <p>20 MAR. 2014</p> <p>Arrivato _____ Prot. n. _____</p>

Te.S.Med. S.n.c.
Il Legale Rappresentante











Confirme
AZIENDA U.S.L. N° 5 - ORISTANO
P.O. "G.P. DELOGU" - CHILARZA
SERVIZIO FARMACEUTICO
Giulio Dele

medela 










Te.S.Med.
Tecnologie Scientifiche Medelane

Via Nazionale n. 599
09033 Decimomannu (CA)
Tel. 070-951042
Fax 070-9530084
e-mail tesmed@tecmed.com

Scheda Tecnica Sistema di raccolta monouso

Descrizione	Codice Prodotto	Dettaglio	Nota	Reperibilità
Sacca monouso del secreto 1,5L	077.008			Codice A06030499 Numero iscrizione: 246647
Sacca monouso del secreto 1,5L con gran. gelificante	077.008			Codice A06030499 Numero iscrizione: 278156
Sacca monouso del secreto 2,5L	077.008			Codice A06030499 Numero iscrizione: 278180
Sacca monouso del secreto 2,5L con gran. gelificante	077.008			Codice A06030499 Numero iscrizione: 278221
Secchio di aspirazione 1,5L, PC, per sistema monouso	077.0082			Codice A06030401 Numero iscrizione: 278116

medela 

Secchio di aspirazione 2,5L, PC, per sistema monouso	077.008			Codice A0603040 Numero iscrizione 278166
Coppetta per campioni monouso, confezione da 10 pezzi	077.009			Codice Z120105 Numero iscrizione 278396
Connettore seriale del vuoto	077.009			Codice Z120105 Numero iscrizione 278428
Connettore seriale paziente	077.015			Codice A060102 Numero iscrizione 358433
Adattatore per aspiratore Vario	077.015			Codice Z1201009 Numero iscrizione 358435

Fabbricante

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar

Certificati Aziendali

ISO 13485:2003, MDD 93/42/EWG, Ann. II, Sezione 3

Specifiche

Il sistema di raccolta monouso di Medela Healthcare è stato sviluppato per soddisfare due esigenze fondamentali: facilità d'utilizzo e massima sicurezza.

Facilità d'utilizzo

- Codifica con colori diversi (giallo e rosso) per evitare di confondere le sacche che devono corrispondere alle dimensioni dei secchi
- Fermaglio di bloccaggio per tenere il secchio attaccato al binario standard e consentire la rimozione della sacca con una sola mano
- Grazie al singolo attacco del vuoto sul secchio, i tubi del vuoto non devono essere rimossi durante la sostituzione della sacca
- La tasca dissolubile mantiene all'interno il solidificatore durante l'uso della sacca.
- Gli attacchi dei tubi del paziente hanno una larghezza fino a 10,8 mm consentendo l'aspirazione di particelle di grandi dimensioni
- Il riparo paraspruzzi evita la chiusura anticipata del filtro di protezione antiriboccamento



Descrizione
Massima sicurezza

- Ogni singola sacca viene testata per garantire la qualità e l'affidabilità
- Il filtro integrato antiriduzione ed antibatterico previene il traboccamento di liquidi al sistema di vuoto
- Un pre-filtro integrato previene la chiusura del filtro a causa di particelle o fumi
- La valvola antiriflusso evita che le secrezioni aspirate ritornino al paziente
- Un angolare impedisce che i tubi del paziente si attorciglino.

Flessibilità illimitata per soddisfare anche esigenze specifiche

- Possibilità di collegamento in serie per una maggiore efficienza essendo possibile aspirare una maggiore quantità di fluido senza sostituire le sacche
- Due manici sulla sacca ne facilitano l'uso a persone mancine e destrimani
- Molteplici accessori, tra cui una coppetta per la raccolta di campioni, o l'adattatore per l'aspiratore Vario, assicurano la massima sicurezza igienica e flessibilità durante il lavoro.

medela 

Indicazioni d'uso	<p>Il Sistema di Raccolta Monouso di Medela è adatto alla raccolta sicura e allo smaltimento dei fluidi aspirati.</p> <p>È permesso solo al personale medico addestrato e a conoscenza delle regole igieniche interne.</p> <p>Medela può garantire la sicurezza di funzionamento solo se il sistema è usato in combinazione con componenti Medela.</p>																										
Valori di utilizzo	da -20 a -90 kPa (da -150 a -675 mmHg)																										
Accuratezza della lettura	Sacche monouso senza gelificante +/- 100 ml a -60 kPa. Sacche monouso con gelificante - il processo di gelificazione può interferire con l'accuratezza della lettura.																										
Smaltimento	Smaltire le sacche per secreti secondo le disposizioni locali																										
Raccomandazioni sulla sostituzione delle sacche	<ul style="list-style-type: none"> - In sala operatoria ogni giorno - al cambio di paziente - al seguito di intervento circa ogni 3 o 4 giorni 																										
Materiali	<table border="0"> <tr> <td>Sacca</td> <td>Poliammide (PA) / Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Coperchio</td> <td>Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Filtro</td> <td>Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Valvola antireflusso</td> <td>Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Contenitore</td> <td>Policarbonato (PC)</td> </tr> <tr> <td>Tubo</td> <td>Silicone</td> </tr> <tr> <td>Raccordo</td> <td>Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Linguetta di chiusura</td> <td>Poliammide (PA)</td> </tr> <tr> <td>Pezzo a Y</td> <td>Poliossimetilene (POM)</td> </tr> <tr> <td>Connettore seriale</td> <td>Polietilene (PE)</td> </tr> <tr> <td>Coppetta raccogli campione</td> <td>Polipropilene (PP)</td> </tr> <tr> <td>Solificante</td> <td>Sodiopoliacrilato reticolato (30 o 50g)</td> </tr> <tr> <td>Adattatore Vario</td> <td>Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)</td> </tr> </table> <p>Tutti gli articoli sono privi di lattice</p>	Sacca	Poliammide (PA) / Polietilene (PE)	Coperchio	Polietilene (PE)	Filtro	Polietilene (PE)	Valvola antireflusso	Polietilene (PE)	Contenitore	Policarbonato (PC)	Tubo	Silicone	Raccordo	Polietilene (PE)	Linguetta di chiusura	Poliammide (PA)	Pezzo a Y	Poliossimetilene (POM)	Connettore seriale	Polietilene (PE)	Coppetta raccogli campione	Polipropilene (PP)	Solificante	Sodiopoliacrilato reticolato (30 o 50g)	Adattatore Vario	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Sacca	Poliammide (PA) / Polietilene (PE)																										
Coperchio	Polietilene (PE)																										
Filtro	Polietilene (PE)																										
Valvola antireflusso	Polietilene (PE)																										
Contenitore	Policarbonato (PC)																										
Tubo	Silicone																										
Raccordo	Polietilene (PE)																										
Linguetta di chiusura	Poliammide (PA)																										
Pezzo a Y	Poliossimetilene (POM)																										
Connettore seriale	Polietilene (PE)																										
Coppetta raccogli campione	Polipropilene (PP)																										
Solificante	Sodiopoliacrilato reticolato (30 o 50g)																										
Adattatore Vario	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)																										
Grandi volumi di fluido	Se è necessario aspirare grandi quantità di liquidi, il sistema può essere usato con una connessione seriale																										
Pulizia e disinfezione per Contenitore di aspirazione realizzato in policarbonato (PC)	<p>I contenitori di aspirazione sono realizzati in policarbonato e sono idonei per la pulizia in una macchina per pulizia e disinfezione.</p> <p>I contenitori non dovrebbero essere autoclavati. La massima temperatura per la disinfezione è di 100 °C.</p> <p>Quando si utilizzano metodi di disinfezione chimica, non superare le concentrazioni, i tempi e le temperature raccomandate del produttore.</p> <p>Prima dell'utilizzo, verificare sempre che sui contenitori non siano presenti crepe o zone danneggiate/scheggiate. Come ulteriore test di sicurezza, svuotare i contenitori al massimo livello di vuoto alcune volte prima dell'uso.</p>																										
Imballo	<p>Codice 077.0083: imballo da 40 pezzi con dimensioni 37 x 37 x34 cm</p> <p>Codice 077.0084: imballo da 30 pezzi con dimensioni 37 x 37 x34 cm</p> <p>Codice 077.0086: imballo da 40 pezzi con dimensioni 37 x 37 x34 cm</p> <p>Codice 077.0087: imballo da 30 pezzi con dimensioni 37 x 37 x34 cm</p> <p>Confezionamento secondario composto da 3 imballi primari</p>																										
Shelf Life	3 anni																										
Funzionamento																											
Trasporto																											

Medela Italia s.r.l.



Data	Destinatario	Mezzo Rivenditore	Pagine
15.12.13	A chi di competenza	tesmed.tec@gmail.com	1 + 0

Oggetto: Dichiarazione Rivenditore Ufficiale prodotti Medela®

Con la presente, in qualità di filiale italiana del produttore Medela AG Svizzera dichiariamo che la società Te.S.Med. s.n.c. con sede in Via Nazionale 59B a Decimomannu (CA) è ns. Rivenditore Ufficiale per la Regione Sardegna.

Medela Italia Srl
Natali Dr. Daniele

