

Allegato n° 1 alla deliberazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli

Fara

17/6/14

Dever




**ASL Oristano**

**Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA**

**U.O.C. MEDICINA P.O. BOSA**

**DIRETTORE DR.G.L. MASTINU**



**BOSA 14/04/2014**

**UFF. PROVVEDITORATO**

**e.p.c. DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**ASL 5 ORISTANO**

**OGGETTO : Richiesta acquisto letti articolati.**

**Si richiede per l'U.O. Di Medicina del P.O. Di BOSA l' acquisto di**

**n° 10 letti AVG 800 della Hill- Rom cmlplet di accessori e materasso**

**Thermocontour Hill-Rom**



*[Handwritten signature]*

(A)



ASL Oristano


Servizio Sanitario - Regione Autonoma della Sardegna



U.O.C Medicina Interna - Presidio A.G. Mastino Bosa

Prot. NP/2014/5125

Bosa li 13 MAG. 2014



Al Provveditorato  
c.a. Eleonora Faa  
SEDE

e p.c. Direttore Amministrativo

*Eleonora Faa G.*

**OGGETTO: Chiarimenti**

In riferimento alla VS nota di chiarimenti sulla tipologia di letti richiesti dal sottoscritto per la degenza dell'U.O.C. di Medicina Interna del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, si comunica che tale tipologia di letto è già in uso presso il nostro reparto motivo per cui le caratteristiche descritte nella precedente nota sono fondamentali per evitare di modificare la logistica e l'operatività del reparto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dr. Gian Luigi Mastinu



MAST MEDICAL s.r.l.

Loc. PILL'E MATTA  
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)  
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258  
Mail: [info@mastmedical.it](mailto:info@mastmedical.it)

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924  
Capitale Soc. €10.329,14  
C.C.I.A.A. Cagliari 239470  
Iscr.reg. Imprese. N° 928 / 1

Spett.le  
ASL n°5 Oristano  
Via Carducci 35  
09170 Oristano  
C/a Resp. Serv. Provveditorato  
[provveditorato@asl.oristano.it](mailto:provveditorato@asl.oristano.it)  
E/p.c. [Eleonora.faa@asl.oristano.it](mailto:Eleonora.faa@asl.oristano.it)

Quartucciu 26/05/2014

Ns. Offerta n° 6714MM-sm  
Rif. PG/2014/35732

**Oggetto:** Richiesta conferma e/o miglioria prezzi per la fornitura di letti "AVG800" Hill-Rom e contestuale richiesta preventivo per fornitura materassi "Thermocontour" Hill-Rom.

Con la presente Vi comunichiamo che l'entrata in Vigore della Normativa CEI 601.2.52 dal 1° Gennaio 2013, ha obbligato le aziende produttrici ad adeguare i propri prodotti, pertanto il letto AVG800 è stato sostituito dal nuovo modello HR900, tale letto rispetta le caratteristiche di base dell' 800, con tante migliorie in termini qualitativi, La stessa Norma 2-52 Obbliga l'acquisto di letti e materassi conformi e compatibili tra loro, pertanto in fase di acquisto di un materasso che non sia della stessa marca del letto deve essere sempre richiesto il certificato di compatibilità rilasciato dai produttori. Hill-Rom che produce sia i letti che i materassi garantisce l'assoluta compatibilità dell'insieme letto-materasso e la perfetta rispondenza da quanto richiesto nelle 2-52.  
Alla luce di quanto sopra esposto Vi comunichiamo che siamo disposti a fornirvi gli HR900 allo stesso prezzo degli 800 forniti nel 2009.

**N°10 LETTI ELETTRICI HR900 della Hill-Rom**

Letto elettrico 3 snodi 4 sezioni, azionate da apposita pulsantiera, 4 ruote snodate da 125 mm con funzione freno, direzione, tutto libero. Pannelli rete asportabili e disinfettabili con ferma materasso regolabile, supporti sacche urine laterali, testiera e pediera rimovibili con chiusura di sicurezza, 4 paracolpi laterali e avvolgi cavo alimentazione.

Prezzo unitario. Accessori a Corredo:

- Trend-Antitrend
- Batteria emergenza
- Sponde laterali abbattibili
- Asta porta flebo
- Asta solleva malato con maniglia regolabile

**PREZZO UNITARIO € 1.520,00(millecinquecentoventi/00) + IVA**

**N°10 Materassi Antidecubito THERMOCONTOUR della Hill-Rom**

Materasso In schiuma antidecubito termo modellante, con rivestimento ignifugo, batteriostatico, impermeabile. Sanificabile con i comuni prodotti di uso ospedaliero

**PREZZO UNITARIO € 450,00(quattrocentocinquanta/00) + IVA**

**Totale Fornitura € 19.700,00 (diciannovemilasettecento/00) + IVA**

**MODALITÀ FORNITURA:**

IVA 22%:	Vs. Carico
Consegna:	25/30 giorni dall'ordine
Consegna:	inclusa
Installazione:	inclusa
Collaudo:	incluso
Garanzia:	12 mesi

Modalità di pagamenti:

60 gg. data fattura.


La Mast Medical S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle Norme CEE ed alle vigenti Norme in materia di sicurezza e prevenzione con esplicito riferimento al D.Lgs.626., i prezzi da Noi proposti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Distinti saluti




## Thermo contour®

La linea di prodotti d'alta qualità in polimero viscoelastico comprende: sostitutivi del materasso, sovr materassi, materassi per barella, cuscini per poltrona e supporti per gambe.



Si adatta a tutti i telai.



### In breve:

- Progettato per la prevenzione di ulcere da decubito in pazienti fino ad alto rischio'.
- La schiuma viscoelastica leggera si adatta al peso e alla temperatura corporea del paziente e consente la distribuzione omogenea della pressione lungo tutto il corpo, riducendo allo stesso tempo le pressioni d'interfaccia.
- Incrementa il comfort del paziente'.
- Garanzia decennale sui materassi sostitutivi in schiuma e quinquennale contro la lacerazione del telo di copertura.
- Buon rapporto qualità/prezzo grazie alla lunga durata del prodotto e alla garanzia 'sordisfatti o rimborsati'.
- Copertura saldata: impermeabile all'acqua, permeabile al vapore, batteriostatica e fungistatica; parte inferiore antiscivolo, facile da pulire e dotata di maniglie per il trasporto incorporate.
- Elimina la necessità di girare o ruotare il materasso.

### Assistenza di qualità a un prezzo competitivo.

Una nuova generazione di prodotti in schiuma viscoelastica leggera, progettati per la prevenzione delle ulcere da decubito.

I nuovi prodotti offrono un'eccellente riduzione della pressione e un comfort superiore, e contribuiscono a fornire un'assistenza di alta qualità ai pazienti fino a rischio alto di sviluppare ulcere da decubito'.

## Thermo contour®

La linea di prodotti d'alta qualità in polimero viscoelastico comprende: sostitutivi del materasso, sovr materassi, materassi per barella, cuscini per poltrona e supporti per gambe.

### Un'ampia linea di prodotti antidecubito in schiuma viscoelastica.


Le diverse superfici di supporto Thermo contour consentono agli operatori sanitari di contribuire alla prevenzione delle ulcere da decubito in pazienti fino ad alto rischio

Alcuni materassi in schiuma viscoelastica convenzionali si rivelano pesanti, a lenta reazione e non traspirabili e non sono quindi molto graditi dagli operatori sanitari e dai pazienti.

Le superfici di supporto Thermo contour sono composte da una schiuma viscoelastica di nuova generazione, traspirabile e leggera.

La schiuma sensibile alla temperatura si ammorbidisce e si conforma alla morfologia del paziente, creando una 'culla' che circonda il paziente in qualsiasi posizione. Le pressioni di contatto sono ridistribuite, consentendo un comfort e una riduzione della pressione eccellenti.



 Strato superiore in schiuma viscoelastica  
Strato in schiuma ad alta resilienza

Il telo di copertura facile da pulire e interamente avvolgente è impermeabile all'acqua, permeabile al vapore, batteriostatico e fungistatico. Il materiale multi-stretch si adatta alla morfologia del corpo del paziente e aiuta a ridurre le forze di taglio e la frizione.

#### Riferimenti bibliografici:

- Hampton S. (1999) Efficacy and cost-effectiveness of the Thermo contour mattress. *British Journal of Nursing*. Vol. 8, 15 290-296
- Fevington J. (2001) Prevention of pressure ulcers: a case study. *Nursing & Residential Care*. Vol. 3, 2 76-77.

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

France .....+33 (0)2 97 50 92 12  
United Kingdom .....+44 (0)1520 411000  
Deutschland .....+49 (0)211/16450-0  
Nederland .....+31 (0)347 32 35 32  
Italia .....+39 02-950541

Suisse/Schweiz .....+41 (0)21/706 21 30  
(Deutschsprachig) .....021/706 21 38  
Osterreich .....+43 (0)22-43 / 28550  
Ireland .....+353 (0)1 413 5005  
Iberia .....+34 (0)93 6856000

Nordic Countries .....+46 (0)8 564 353 60  
Export .....contact your local Hill-Rom distributor  
.....or contact your Area manager via website  
.....or call +1 812 934 3173



### Dati tecnici

**Materasso** (sono disponibili dimensioni personalizzate):

Lunghezza: ..... 199 cm  
Profondità ..... 85 cm  
Altezza ..... 14 cm  
Peso ..... 12,5 kg

#### Densità:

Schiuma viscoelastica ..... 55 kg/m<sup>3</sup>

#### Performance:

Hill-Rom offre una garanzia 'soddisfatti o rimborsati' della durata di 10 anni sulla performance della schiuma del materasso sostitutivo e una garanzia della durata di 5 anni sulla performance tutti gli altri prodotti Thermo contour.

Hill-Rom offre, inoltre, una garanzia di 5 anni contro la lacerazione del telo di copertura in poliuretano.

Peso massimo paziente: ..... 160 kg


Peso minimo paziente ..... 40 kg

#### Disinfezione:

Disinfettare i teli di copertura con una soluzione di ipoclorito di sodio con concentrazione pari a 1000 ppm.

#### Conformità alle seguenti norme:

EN 597 1&2, BS 6807 crib 5, BS 5852 parte 2, GPEM/C P D1 bis-89, GPEM/C P D1 90, UNI 9175 Classe UNO EMME, Öko Tex norma 100, test tropicale BS 3424 Parte 12 metodo 14 C.

 MDD 93/42/CEE per apparecchiature medicali di classe 1.

Tutti i prodotti sono fabbricati conformemente alla norma internazionale di assicurazione della qualità ISO 13485-2003 e, in quanto tali, sono sottoposti a ispezione prima di lasciare l'officina.

**Tutte le superfici di supporto Thermo contour sono:** trasparenti ai raggi X, antistatiche, prive di lattice e antiallergiche.



Hill-Rom Services, Inc. detiene il diritto di proprietà intellettuale, alle specifiche e ai modelli dei prodotti, senza obbligo di preavviso. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom è l'espressa garanzia scritta che copre la vendita e il noleggio dei suoi prodotti. © 2005 Hill-Rom Services, Inc. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



USA & Canada  
Western & Eastern Europe  
Middle East / Africa  
Indian Sub-Continent  
Asia Pacific

**Hill-Rom**  
A HILLENBRAND INDUSTRY

Semplicemente efficiente.



**Il letto Hill-Rom® 900**

**Hill-Rom**

Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura..




Le funzioni avanzate  
devono essere complicate?  
**Noi crediamo di no.**

# Facile prendersene cura.


Il letto Hill-Rom® 900 ha una struttura semplice, appositamente progettata per garantire facilità di utilizzo e sicurezza, sia per il paziente sia per l'operatore.

## Intuitivo




I comandi con simboli intuitivi consentono di attivare facilmente tutte le funzioni del letto. Tali funzioni semplificano le operazioni quotidiane di assistenza, aumentando l'autonomia e la comodità del paziente. Ciò consente di risparmiare tempo nella regolazione del letto per dedicarne di più ai pazienti.

## Ergonomia




Grazie alla collaborazione con i nostri partner del settore sanitario, abbiamo studiato il modo in cui gli operatori lavorano attorno al letto, sviluppando comandi Point-of-Care., posizionati comodamente dove il personale infermieristico opera maggiormente: accanto al paziente. Sia per essere in linea con la nostra attenzione all'ergonomia, sia perché gli operatori devono sollevare e abbassare le sponde fino a 16 volte al giorno\*, abbiamo posizionato i pulsanti di sblocco delle sponde all'altezza di lavoro degli operatori stessi. In questo modo si eliminano inutili piegamenti e spostamenti attorno al letto.

## Efficiente




Il letto Hill-Rom® 900 offre agli operatori la possibilità di ottimizzarne l'uso, per migliorare i protocolli di terapia. Il monitoraggio della frequenza di utilizzo delle funzioni di posizionamento del letto (EasyChair™, discesa dal letto, Trendelenburg / antiTrendelenburg, orizzontale) consentono di individuare il tipo di addestramento per il personale.

**Le procedure essenziali possono essere eseguite con una sola operazione.**




Allungabilità con una sola operazione



Funzione EasyChair™ con un solo pulsante



Posizione di discesa attivabile con un solo pulsante



Posizione orizzontale attivabile con un solo pulsante






# Facile da mobilizzare.


Mobilizzare i pazienti senza compromettere la sicurezza è fondamentale per promuoverne la guarigione. Il letto Hill-Rom® 900 è dotato di funzioni che aiutano il paziente a progredire attraverso le diverse fasi di mobilità - dal passaggio alla posizione "seduta" fino a guadagnare la posizione eretta e scendere dal letto.

## Proteggere la schiena, ovvero Safe Backs

L'autonomia dei pazienti, la riabilitazione e la riduzione degli sforzi degli operatori vanno di pari passo. Il letto Hill-Rom® 900 è progettato per semplificare la mobilizzazione del paziente in modo sicuro ed efficace.



L'indicatore di angolazione Line-of-site, consente di posizionare il paziente con l'inclinazione desiderata.



Premendo semplicemente il pulsante EasyChair, sarà possibile spostare il paziente in posizione seduta. Inoltre, è possibile riposizionare il paziente in tutta sicurezza in posizione supina e bassa con un solo pulsante





Il design ergonomico consente al paziente di partecipare attivamente alle operazioni di mobilizzazione, quali il riposizionamento nel letto e la rotazione su un fianco, favorendone così l'autonomia e la riabilitazione.

# Facile da mobilizzare.

## Prevenire le cadute, ovvero "No Falls."

Le funzioni ergonomiche del letto Hill-Rom. 900 sono progettate per promuovere la sicurezza e l'efficienza durante la mobilizzazione del paziente. La sola pressione di un pulsante del letto Hill-Rom. 900 è sufficiente per

eseguire il posizionamento per una discesa sicura del paziente. Un valido aiuto per gli assistenti è rappresentato dalle maniglie di discesa, che possono essere sollevate con un solo movimento e bloccate, per sostenere il paziente durante la discesa dal letto.




## Proteggere la pelle dei pazienti, ovvero "Safe Skin."

La prevenzione e il trattamento di ulcere da compressione e di lesioni dei tessuti richiedono una combinazione di protocolli e strumenti, per questo le articolazioni del letto e le diverse superfici selezionabili sono fondamentali per il successo delle cure

### Movimenti del letto sincronizzati


Con la sincronizzazione dei movimenti del letto, il paziente assume una posizione comoda e ottimale, con limitata compressione addominale e ridotte forze di taglio e di attrito.




**Una funzione intelligente: Auto Contour.**

Auto Contour™ è una funzione intelligente che non solo impedisce al paziente di scivolare in fondo al letto quando si solleva il piano schiena, ma consente anche all'operatore o al paziente di controllare l'angolazione tra il piano schiena e il sostegno delle gambe, per il massimo comfort.

Abbinando la vasta gamma di superfici terapeutiche Hill-Rom, ed il letto Hill-Rom, 900 si riduce il rischio di ulcere da compressione.





# È facile creare un ambiente sicuro.

Il numero di pazienti con problemi di mobilità è in costante aumento, il che corrisponde anche un maggiore rischio di scivolamento, intrappolamento e cadute: Hill-Rom. aiuta a proteggere i pazienti creando l'ambiente attorno al letto nel modo più sicuro possibile.

Riduce il rischio di caduta dei pazienti

## Una luce notturna intelligente

Basta una sola occhiata all'operatore per capire se il letto si trova nella posizione più sicura per la notte, anche senza entrare nella camera del paziente. La luce notturna è verde quando il letto si trova nella posizione più bassa ed illumina anche il pavimento nella zona in cui il paziente scende dal letto, per guidarlo in una stanza buia o poco illuminata.


Se il letto viene alzato dalla posizione più bassa, la luce notturna diventa arancione. Tale posizione potenzialmente pericolosa viene segnalata con l'accensione di una spia sul pannello di controllo.

## Blocco di sicurezza




Il meccanismo di doppia chiusura sulle sponde è progettato per evitare l'abbassamento accidentale delle stesse.

Riduce il rischio di intrappolamento dei pazienti




Poniamo la massima attenzione a rendere perfettamente compatibili il letto, il materasso, le sponde e gli accessori.



Un fermo regolabile consente l'adattamento del piano letto alla larghezza del materasso per ridurre il rischio di intrappolamento del paziente tra materasso e sponda. Consente anche di adattare il letto ad una vasta gamma di superfici.

Riduce il rischio di infezione




Il design aperto semplifica la decontaminazione e la disinfezione.

Le superfici lisce e i pannelli rimovibili semplificano la pulizia con sostanze chimiche o vapore e la decontaminazione.

# Semplicemente affidabile.

## Qualità Hill-Rom®

Il nuovo sistema di regolazione dell'altezza nel letto Hill-Rom® 900 è progettato per essere robusto e affidabile. Due punti di giunzione, alla base del telaio e sul piano letto, distribuiscono il carico in modo uniforme per un'ottima stabilità laterale.




Simulando al computer il carico subito dai bracci di sollevamento è stato possibile determinarne il corretto dimensionamento e il materiale impiegato per la loro costruzione.

Tale progettazione consente al letto di mantenere la massima sicurezza anche con l'applicazione di un carico di 880 kg.

## Test di compatibilità con gli standard Hill-Rom®.

Requisiti EN 60601-2-52 (2010)     Hill-Rom®.


Confronto dei protocolli di collaudo per il letto Hill-Rom® 900



Il letto Hill-Rom® 900 è stato sottoposto a test presso il laboratorio di collaudo certificato Hill-Rom® e supera ampiamente i requisiti normativi, il che lo rende altamente affidabile lungo tutto il ciclo di vita.


In totale è stato applicato un carico cumulativo superiore a 14M kg\* al letto, pari a oltre 6 volte il carico richiesto dallo standard EN 60601-2-52 (2010).

\*Il carico cumulativo è il carico in kg moltiplicato dal numero di cicli definiti in ciascun protocollo di collaudo.




I comandi del letto hanno superato accurate prove di qualità nei test che prevedono spruzzi, usura e caduta.


## Progettato per la massima efficienza di servizio



Il design semplice del letto Hill-Rom® 900, unito all'elevata alla nostra competenza nell'assistenza tecnica, vi garantirà il massimo ritorno sugli investimenti. Abbiamo prestato particolare attenzione alla sicurezza e al facile accesso ai principali componenti, in modo da semplificare le operazioni di manutenzione di routine. Tutte le operazioni di manutenzione sono eseguibili con appena cinque utensili.



Il Care Monitor di Hill-Rom® avverte gli utenti della necessità di eseguire un controllo di manutenzione regolare, in questo modo il letto è sempre funzionante al meglio e sicuro per pazienti e operatori. Questo strumento è anche progettato per avere un'indicazione chiara delle modalità di utilizzo del letto, per ottimizzare la gestione dei letti.




Il nostro sistema brevettato consente di rimuovere e sostituire le ruote orizzontalmente dal lato del letto per una pulizia e una sostituzione più rapida e semplice.

## Servizi Hill-Rom®.

Hill-Rom® ha a disposizione una serie di servizi appositamente studiati per rispondere alle esigenze di qualsiasi struttura.

Hill-Rom® Parts Online garantisce l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al catalogo e all'ordinazione dei ricambi. I clienti possono scaricare i manuali d'uso e di manutenzione, oltre a numerosi altri documenti tecnici relativi ai prodotti.





H doc. 5111 29902-01 - Design: www.cadimum.fr, 2010-05

### Le esigenze dei clienti stimolano la nostra motivazione

Fin dalla sua fondazione nel 1929, Hill-Rom® si dedica all'offerta di prodotti e servizi completi, innovativi, di alta qualità, e di una consulenza in grado di aumentare la sicurezza e l'efficienza dell'ambiente di cura e l'efficacia clinica delle terapie.

### Sempre al vostro fianco

Rappresentata da 6 500 persone in oltre 80 paesi, Hill-Rom® è un partner globale per la fornitura di prodotti dedicati alla cura dei pazienti, con una capillare presenza locale.

### Ispirati dalle vostre esigenze quotidiane

Il programma Progressive Mobility™ di Hill-Rom® prevede un aumento progressivo della mobilità del paziente per ogni fase della cura. Safe Skin™, No Falls™, Clear Lungs™ e Safe Backs affrontano quattro importanti obiettivi di sicurezza, destinati ad offrire esperienza clinica e tecnologie innovative per un'ottimizzazione dei risultati.

### Una presenza continua lungo tutto il percorso di cura

Le soluzioni Hill-Rom® sono progettate per soddisfare le più svariate esigenze in pronto soccorso, ostetricia, assistenza ai pazienti bariatrici, terapia intensiva e nelle patologie acute, lungodegenze ed assistenza domiciliare.

Hill-Rom e Design e Hill-Rom sono marchi o marchi registrati di Hill-Rom Services Inc.; Auto Contour, Point-of-Care Controls, No Falls, Safe Skin, Safe Backs, EasyChair e Line-of-Site sono marchi o marchi registrati di Hill-Rom Services, Inc.



**Hill-Rom**

Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura™

France	+33 (0)2 97 50 92 12	Österreich	+43 (0)2243 28550
United Kingdom	+44 (0)1530 411000	Ireland	+353 (0)1 413 6005
Deutschland	+49 (0)211 16450-0	Iberia	+34 (0)93 6856000
Nederland	+31 (0)347 32 35 32	Nordic Countries	+46 (0)920 47 47 11
Italia	+39 (0)2 950541	Export	Contact your local Hill-Rom®
Suisse/Schweiz	+41 (0)21 706 21 30	distributor or contact your Area Manager via	website or call
(deutschsprachig)	+41 (0)21 706 21 38		+1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Hill-Rom® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design, alle specifiche e ai modelli. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom® è la garanzia scritta espressa applicata alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.

©2010 Hill-Rom SARL. ALL RIGHTS RESERVED



ASL Oristano

Allegato n° 4 alla deliberazione  
Gen. Provveditorato n° del  
Composto di n° 1 fogli

Foa  
M.

**AZIENDA U.S.L. N.5 ORISTANO**

**P.O. di Bosa U.O. Complessa di Medicina Interna**

**Responsabile Dott G.M.L.MASTINU**

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato  - 9 GIU 2014  Arrivato il _____ Prot. N. _____ del _____
---

BOSA 05/06/2014

Al Direttore del Servizio Provveditorato

D.ssa Maria Gesuina Demurtas

**OGGETTO:** Conferma per la fornitura n°10 letti e n°10 materassi anti decubito della ditta Hill Rom modello 900, proposto in sostituzione del modello AVG 800, da destinare all' U.O. di Medicina del P.O. "A.G. MASTINO".

Distinti Saluti

Il Direttore

*[Handwritten signature]*

