

97


Fae
30/1/15 p.1



Copie
12/1/2015
97

DISTRETTO SANITARIO - ORISTANO
UFFICIO ASSISTENZA PROTESICA

Prot. NP/2015/760



Allegato n° 1 alla determinazione n° 1
Serv. Provveditorato n° 3 del 21/01/2015
Composto di n° 3 fogli

OGGETTO: assistiti aventi diritto per acquisto presidi sanitari D.M. 27 agosto 1999, n. 332.

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO

SEDE

In riferimento alla richiesta del Sig. [redacted] prot. n° 4536 del 21.01.2015, tendente ad ottenere la fornitura di presidi sanitari, in quanto affetto da [redacted], allegato alla presente si trasmette la richiesta di acquisto per i presidi sanitari di cui all'oggetto, dell'assistito [redacted]

P.1

- Sedia per wc e doccia, codice ISO 09.12.03.003;
- Basculamento, codice ISO 18.09.18.202;
- Poggiatesta, codice ISO 12.24.06.112;

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
- Dr. Antonio Delabona -

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
- Fausto Spanu -

Allegato 1

ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA
Modello di Prescrizione Specialistica

Assistito

Nome _____
Nato a _____
Residente in _____
Cognome _____
il _____
via _____
Età _____
CF _____ n.

VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' E PROGRAMMA RIABILITATIVO

Diagnosi clinica: Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Valutazione delle attività, azioni da supportare e/o compensare: insufficienza statica e dinamica con prevalente compromissione a livello dell'arto superiore e inferiore di sinistra. Ha necessità di assistenza per i cambi di decubito e per i passaggi posturali. Con assistenza riesce a guadagnare la stazione eretta e a mantenerla con un appoggio anteriore. L'assistita per poter provvedere, adeguatamente supportata, ai propri bisogni fisiologici e alla pulizia della persona, ha necessità di una sedia doccia WC, con le caratteristiche di seguito riportate.
Obiettivi riabilitativi in relazione alla valutazione delle abilità motorie, intellettive e ambientali compatibili con il presidio proposto: ridurre il carico assistenziale.
Tempi di impiego previsti: Al bisogno

PRESIDI PROPOSTI

Descrizione presidio	Codice tariffario	Codice ISO	Quantità
Sedia per doccia e WC		691203003	1
basculamento		180918202	1
poggiatesta		122406112	1

Qualora il presidio non sia espressamente contemplato nel NT e sia riconducibile, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del DM 332/99 per omogeneità funzionale, apporre la dicitura "riconducibile per omogeneità funzionale"

In caso di fornitura successiva alla prima indicare:

- a) se trattasi di fornitura che ha superato i tempi minimi di rinnovo ed è guasto, rotto, usurato
data dell'ultima fornitura dichiaro che non è convenientemente riparabile

b) se trattasi di fornitura che non ha superato i tempi minimi di rinnovo

(condizioni di cui al co. 3, dell'art. 5 del DM 332/99)

trattasi di presidio guasto rotto usurato sostituzione componenti usurate
 Altro: Dichiaro che non è convenientemente riparabile

(condizioni di cui al co. 2, dell'art. 5 del DM 332/99)

modifica dello stato psico-fisico (allegare relazione dettagliata)
 particolari necessità terapeutica (allegare relazione dettagliata)

c) se trattasi di minore di anni 18

rinnovo dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva
 rinnovo non dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva, ma ai casi di cui sopra (indicare)

Situazione dell'avente diritto

Invalido già riconosciuto (invalido civile, di guerra, di servizio, privo di vista, sordomuto)

Invalido già riconosciuto per il quale viene richiesta assistenza protesica non correlata alla invalidità riconosciuta

trattasi di invalido con invalidità > al 33% e fino al 100% senza indennità di accompagnamento riconosciuta: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del DM 05/02/1992

trattasi di invalido al 100% con indennità di accompagnamento riconosciuta: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del DM 05/02/1992

Minore di anni 18, per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità permanente

Lettera b dell'art. 2 del DM 332/99

Istante in attesa di accertamento di invalidità

Trattasi di assistito per il quale sussistono le condizioni di cui alla legge 18/80 in quanto si trova nella "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua": la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del DM 05/02/1992

Data
15.01.2015

Distretto 15 Specialista
[Firma]

Nota: la presente prescrizione deve essere accompagnata dalla prescrizione di presidi su ricettari SSN
Si allega ricetta.

Spett.le A.S.L. N. 3
DISTRETTO DI ORISTANO
Via G. Carducci 35

09170 ORISTANO

Oggetto: Preventivo

Con la presente Vi forniamo la migliore offerta per fornitura in oggetto del prot. PG/2015
8629 del 06/02/2015:

Cod. Min. 091203003	N.I.	Sedia wc doccia	€ 503,04	Iva 4%
Cod. Min. 180918202	N.I.	Busculamento	€ 41,23	Iva 4%
Cod. Min. 122406112	N.I.	Poggiatesta	€ 43,73	Iva 4%

Imponibile	€ 590,00
Iva 4%	€ 23,60

TOTALE € 613,60

Consegna: 2/3 gg lavorativi data ordine
Trasporto: gratuito al domicilio paziente

Alghero 09/02/2015

Distinti saluti

ORTOPEDIA
PODOCENTER srl
Via Mazzini, 30 - 07041 ALGHERO
TEL. 079 984228
Cod. Fisc. P. IVA 9257560092

Barlo

**RehamMED**
Soluzioni e ausili per la vita quotidiana.

ISTRUZIONI PER L'USO

**SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO
BASCULANTE**

LINEA MODERN

AB-96

Made in Taiwan

CE

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

**INTERMED**

Via della Pace, 71 - 20099 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-982.8046 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it e info@intermeditalia.it



Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

Descrizione

- Sedia da doccia e da comodo, basculante con struttura in alluminio verniciato.
- Braccioli ribaltabili imbottiti.
 - Pedane estraibili in plastica regolabili in altezza con fascia termogambe in nylon.
 - Sedile in polietilene morbido con cozzino.
 - Schienale in nylon estraibile.
 - Ruote piroettanti in plastica con coperture in gomma e freno di stazionamento.
 - Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Materiali componenti

Struttura e braccioli Alluminio
Seduta Poliuretano
Poggiatesta Materiale plastico
Ruote Plastica con coperture in gomma
Pedane poggiatesta Plastica
Schienale e termogambe Nylon

Precauzioni

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto fissaggio di seduta, braccioli e pedane. Controllare lo stato delle coperture in gomma delle ruote ed il funzionamento dei freni di stazionamento. Assicurarsi del corretto fissaggio dello schienale e delle regolazioni in altezza e profondità del poggiatesta. Assistere sempre gli utilizzatori con limitata capacità di deambulazione.

Pulizia e manutenzione

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Dati tecnici

Poggiatesta Regolazione altezza da 1190 a 1320 mm
Braccioli 470 mm
Distanza 420 mm
Larghezza 800 mm
Altezza da terra Seduta
Larghezza 440 mm
Profondità 420 mm
Altezza da terra Schienale 540 mm
Larghezza 450 mm
Altezza 480 mm
Altezza da terra 1050 mm
Ruote 100 mm
Spessore 30 mm
Larghezza totale 540 mm
Peso 15 kg
Portata 120 kg

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati e riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti consumabili.