



P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 01/10/2012

Prot. N° 388/F

Oggetto: Richiesta acquisto:  
• Legatore a bande multiple  
• Endo-loop

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 3 fogli

Al Responsabile del Provveditorato  
Dottssa Demurtas

Con la presente si chiede l'acquisto urgente dei seguenti Dispositivi Medici, in attesa di espletamento della gara, per il reparto di Endoscopia Digestiva:

- N 10 KIT LEGATORI A BANDE MULTIPLE PER VARICI ESOFAGEE: SET DA NUM 6 LACCI
- N 10 ENDO-LOOP MONOUSO, PREMONTATI.

Si allega, richiesta della Responsabile della U.O. Di Endoscopia Digestiva, Dottssa Gregu. Si indicano come ditte produttrici: Olympus, Cook, Mikai, Sofar, Technos.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Farmacia  
Dr. Luigi Cozzoli



Dr.ssa Daniela Checquolo

prot. 360/F

6/5



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA  
P.O. SAN MARTINO - ORISTANO  
U.O.D. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
Responsabile Dott.ssa Rosalia Gregu

Oristano 21/08/2012

Prot. N 1250

Alla cortese attenzione del Responsabile  
del Servizio Farmacia  
Ospedale S. Martino  
Oristano

Oggetto: acquisto urgente di legatore a bande multiple per varici esofagee

In attesa di espletamento gara, si richiede urgentemente l'acquisto dei seguenti dispositivi

- N 10 kit di legatori a bande multiple per varici esofagee :set da n° 6 lacci ca.

Le caratteristiche di tale dispositivo sono elencate nelle schede tecniche delle ditte produttrici Olympus, Cook, Mikai, Sofar, Technos .

Tale dispositivo risulta indispensabile per il trattamento in emergenza delle emorragie digestive da rottura di varici esofagee , essendo ,spesso, l'unico trattamento in grado di salvare la vita al paziente .

Certi di un Vostro sollecito riscontro si porgono

Cordiali saluti

Il Responsabile

Dott.ssa Rosalia Gregu  
Azienda Sanitaria n.5 - Oristano



P.O. "San Martino"

U.O. di Endoscopia Digestiva

Il Responsabile

Dott.ssa Rosalia Gregu



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA  
P.O. SAN MARTINO - ORISTANO  
U.O.D. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
Responsabile Dott.ssa Rosalia Gregu

Oristano 21/08/2012

Prot. N 1249

Alla cortese attenzione del Responsabile  
del Servizio Farmacia  
Ospedale S. Martino  
Oristano

Oggetto: acquisto urgente di endo-loop

In attesa di espletamento gara, si richiede urgentemente l'acquisto dei seguenti dispositivi

- N 10 Endo-loop monouso, premontati, con canale operativo 2,8 mm ca., lunghezza 2300 mm. ca., diametro 30 mm. e manico incorporato.

Le caratteristiche di tale dispositivo sono elencate nelle schede tecniche delle ditte produttrici Olympus, Cook, Mikai, Sofar, Technos .

Tale dispositivo risulta indispensabile per la prevenzione di emorragie successive all'asportazione endoscopica, dal tratto gastrointestinale ,di polipi pedunculati di grandi dimensioni .

Certi di un Vostro sollecito riscontro si porgono

Cordiali saluti


Il Responsabile

Dott.ssa Rosalia Gregu  
Azienda Sanitaria n.5 - Oristano  
P.O. "San Martino"  
U.O. di Endoscopia Digestiva  
Il Responsabile  
Dott.ssa Rosalia Gregu



# OLYMPUS

Your Vision, Our Future



Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 16 fogli

Spett.le  
**ASL 5 ORISTANO**  
**VIA CARDUCCI 35**  
**09170 - ORISTANO**

**LIGIA**

PROVVEDITORATO  
FAX: 0785/73315

Segrate, 08/10/2012

**Oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI LEGATORI A BANDE MULTIPLE PER VARICI ESOFAGEE E DI ENDO-LOOP MONOUSO PRE-MONTATI OCCORRENTI PER IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA.**


Vs. Rif. Prot. n. 63399 del 04/10/2012

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 1, Via della Moscova 2, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi, nata a Lodi il 24/09/1954, in riferimento alla Vs. gentile richiesta, presenta la seguente:

Offerta Nr. 34475-MC del 08/10/2012

➢ N. 10 Kit legatori a bande multiple per varici esofagee - set da 6 lacci ca.:

Non disponibile.



➢ N. 10 Endo-loop monouso premontati con canale operativo 2,8 mm. ca., lunghezza 2.300 mm. ca., diametro 30 mm. e manico incorporato:

Codice	Descrizione	N. Rep.	CND	Importo unit, €	Pezzi per Conf.	Importo per conf. €	Q.tà	Importo totale €
N1813230	HX-400U-30 A SET 5 PZ. APPLICATORE MONOUSO LOOP COLON POLYLO	82080	G03020302	73,00	5	365,00	10 pezzi	730,00



<b>Importo totale di fornitura IVA esclusa:</b>	<b>€. 730,00</b>
<b>IVA 21 %:</b>	<b>€. 153,30</b>
<b>Importo totale di fornitura IVA inclusa:</b>	<b>€. 883,30</b>

Le confezioni sono **INDIVISIBILI**.



OLYMPUS ITALIA S.R.L.  
Società unipersonale  
*Maria Bianchi*  
Maria BIANCHI

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## CONDIZIONI DI FORNITURA

<b>OFFERTA N.:</b>	34475-MC del 08/10/2012
<b>PAGAMENTO:</b>	Rimessa Diretta 90 gg. df.
<b>I.V.A. :</b>	Esclusa, a Vs. carico aliquota a norma di legge (21 %).
<b>IMBALLO:</b>	A nostro carico.
<b>TRASPORTO:</b>	Porto Franco.
<b>CONSEGNA:</b>	Entro 5 gg. data ricevimento ordine.
<b>MONTAGGIO:</b>	A nostro carico.
<b>GARANZIA:</b>	12 mesi per eventuali difetti di fabbricazione.
<b>VALIDITA' OFFERTA:</b>	90 gg.

Il Vostro gradito ordine va intestato ed indirizzato a: "OLYMPUS ITALIA s.r.l. - Società unipersonale - Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI)", ricordando di indicare sempre il numero di offerta: **34475-MC del 08/10/2012**

## DICHIARA

- Che quanto offerto è conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (possessione marcatura CE), come recepita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successivo Decreto Legislativo di modifica del 25 febbraio 1998, n. 95.
- Che tutti i prodotti offerti sono commercializzati in esclusiva sul territorio italiano dalla scrivente, quale Filiale Italiana di OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH - HAMBURG, Società Capogruppo per l'Europa di OLYMPUS CORPORATION - TOKYO.
- Che Olympus è dotata della Certificazione dei prodotti e dei Sistemi di Qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008.


Allega scheda tecnica.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porge Distinti Saluti.

**OLYMPUS ITALIA S.r.l.**

Società unipersonale

Procuratore

  
Maria Bianchi

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C. F. e N. Iscrit. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

**OLYMPUS ITALIA S.R.L.**  
 Società unipersonale  
 Via Modigliani, 45  
 20090 SEGRATE (MI)  
 Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488  
 P. IVA e Cod. Fisc. 10094940152

**OGGETTO:** Fornitura di legatori a bande multiple per vari esofagee e di endo loop monuso pre-montati.

**DITTA:**

Offerta n° **366AS-MGel** **08/10/2012**

COD. AZLE	CND	REPERTORIO	CODICE FORNITORE	QUANTITA'	NOME COMMERCIALE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO CONFEZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE IVA/ESCLUSA

**VEDI ALLEGATO**

TOTALE IVA/ESCLUSA	739,00
IVA	21%
TOTALE IVA/INCLUSA	893,30

Il Legale Rappresentante

OLYMPUS ITALIA S.R.L.  
 Società unipersonale  
 Modigliani  
 Maria BIANCHI

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## SCHEDA TECNICA

MODELLO: HX - 400U - 30



# PolyLOOP

FABBRICANTE: Olympus Medical Systems Corporation  
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi,  
Tokyo, Japan

ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO: 2004

### DESCRIZIONE

Sistema di legatura a lacci di nylon per l'emostasi dei polipi pre e post polipectomia. Consiste in un applicatore monouso precaricato con un loop di nylon a sezione quadrata antiarriciamento del diametro di 30 mm. La sonda con il loop premontato è in confezione sterile ed il loop è posto su un supporto di plastica per mantenerlo in forma.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro massimo della sonda d'inserimento: 2,6 mm  
Lunghezza operativa: 2300 mm

### ENDOSCOPI OLYMPUS COMPATIBILI:

Lunghezza operativa inferiore a 1850 mm  
Minimo diametro interno del canale: 2,8 mm



Codice ordine	Modello	Conf.	CND	Repertorio
N1813230	HX-400U-30	5 pezzi	G03020302	82080

### DIRETTIVA SULLA STRUMENTAZIONE MEDICA


Questo dispositivo è conforme a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE sulla strumentazione medica.

Classificazione: Classe IIa




**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH  
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C. F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

 Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

**ligia anna**

**Da:** Ufficio Gare Cook Italia [gare@CookMedical.com] **Inviato:** lun 08/10/2012 10.15  
**A:** ligia anna  
**Cc:** Ufficio Gare Cook Italia; Carcassona, Ugo; D'Ambra, Nicola  
**Oggetto:** offerta economica - Dossier no.: 148882 - AZIENDA U.S.L.5-ORISTANO  
**Allegati:**  [148882 offerta.pdf\(3MB\)](#)

Gent.ma Sig.ra Ligia,

con la presente sono ad inviarLe, in allegato, la nostra migliore offerta economica, per quanto da Voi richiesto con lettera di invito Prot. N. 6339.

Ho provato piu' volte ad inviare tutta la documentazione via fax, ma senza alcun successo (allego le ricevute di invio fax datate 5 e 8 ottobre).

Rimango a Sua disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Distinti saluti,

**LOREDANA RUSSO**

Tenders rep Italy/Switzerland (Ufficio Gare)

Cook Europe Shared Service Centre

O' Halloran Road

National Technology Park

Limerick, Ireland.

Italy:

Tel: + 39 02 69 68 28 53

Fax + 39 02 69 43 02 52

Email address: [gare@CookMedical.com](mailto:gare@CookMedical.com)



email posta certificata: [gare@pec.cook.it](mailto:gare@pec.cook.it)

Switzerland:

Tel no: +41 44 800 96 09

Fax: + 41 44 800 96 10

[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)

(EN) Confidentiality Notice: This e-mail and any attachments are private and confidential and are the property of the sender. The information contained herein is privileged and is intended only for the use of the named addressee(s). If you are not the intended addressee, be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or action in reliance on this material is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email.

(IT) Avviso di riservatezza: Il contenuto del messaggio e ogni suo allegato è da ritenersi riservato e confidenziale ed è indirizzato esclusivamente al destinatario. Se non siete il destinatario, si informa che la rivelazione, copiatura, distribuzione o azione non autorizzata relativa a questo materiale è rigorosamente proibita. Chiunque abbia ricevuto questa e-mail erroneamente, è pregato di notificarlo e restituirlo immediatamente al mittente.

OGGETTO: Fornitura di legatori a bande multiple per varici esofagee e di endo loop monouso pre-montati.

DITTA: COOK ITALIA S.R.L.

offerta n. 148882 del 05/10/2012

Codice	CND	RDM	CODICE FORNITORE	Q.tà	NOME COMMERCIALE	N. PEZZI A CONFEZIONE	PREZZO CONFEZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE IVA ESCLUSA
MBL-6	G03020301	50780/R	MBL-6	10	Set per legatura delle varici esofagee, con 6 elastici, monouso.	1 PZ	novantacinque / 00 euro	95,00 novantacinque / 00 euro	950,00 novacentocinquanta/00
DISPONIBILE ANCHE									
MBL-6-OV	G03020301	138902/R	MBL-6-OV	0	Set per legatura delle varici esofagee con 6 elastici e con cilindro lungo.	1 PZ	novantacinque / 00 euro	95,00 novantacinque / 00 euro	0

L'offerta è valida sino a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

**TOTALE IVA ESCLUSA € 950,00 (novacentocinquanta/00)**

**IVA 21% € 199,50 (centonovantanove/50)**

**TOTALE IVA INCLUSA € 1.149,50 (millecentoquarantanove/50)**

**I codici offerti sono Prodotti STOCK**

IVA a VS. carico, trasporto standard a ns. spese.

Valore minimo ordinabile Euro 200,00(duecento/00)


Posta certificata Ufficio Gare: [gare@pec.cook.it](mailto:gare@pec.cook.it)


Posta certificata Ufficio Ordini: [orders@pec.cook.it](mailto:orders@pec.cook.it)

**TEMPI DI CONSEGNA:**

Prodotto STOCK - Consegna: 4GG

Prodotto NONSTOCK - Consegna: 28-56GG

  
COOK ITALIA S.r.l.  
Deirdre Fitzgerald  
Amministratore Delegato  
COOK ITALIA S.r.l.



**Scheda Tecnica Prodotto**

<b>Nome della società:</b> Cook Italia Srl	<b>Tel:</b> +39 02 69 68 28 53 <b>Fax:</b> +39 02 69 43 02 52
<b>Indirizzo della società:</b> Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:gare@cookmedical.com">gare@cookmedical.com</a>
<b>Vigilanza contatto:</b> Emmett Devereux	<b>Tel:</b> +353 61 33 44 40 <b>Email:</b> <a href="mailto:emmett.devereux@cookmedical.com">emmett.devereux@cookmedical.com</a>

**PRODOTTO:**  
Dispositivo di legatura multi-elastico Saeed™

**CODICE PRODOTTO:**  
MBL-4  
MBL-6  
MBL-10

## **DIMENSIONI**

*Kit con 4 elastici*

**MBL-4**

Diametro esterno dell'endoscopio: 9,5 mm-13 mm

*Kit con 6 elastici*

**MBL-6**

Diametro esterno dell'endoscopio: 9,5 mm-13 mm


*Kit con 10 elastici*

**MBL-10**

Diametro esterno dell'endoscopio: 9,5 mm-11,5 mm

***Diametro minimo del canale operativo - 2,8 mm***

## **Immagine**



## **COMPONENTI:**

Cilindro Opti-Vu con elastici per legatura

Cavo azionatore

Catetere di caricamento

Impugnatura di controllo di precisione

Adattatore per irrigazione

**DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Il Kit è composto da:

Sistema di legatura Saheed Six Shooter™ con cappuccio da 4,6,10 elastici premontati, con penultimo elastico di colore bianco per indicarne il termine.

Catetere a uncino per il caricamento del sistema.

Connettore per il lavaggio

**DESTINAZIONE D'USO:**

Questo dispositivo è usato per la legatura endoscopica delle varici esofagee in corrispondenza o sopra la giunzione gastroesofagea oppure per la legatura delle emorroidi interne.

**CONTROINDICAZIONI:**

Le controindicazioni includono quelle specifiche alla procedura endoscopica primaria da eseguire per ottenere l'accesso al sito di bendaggio interessato.

Le controindicazioni specifiche al bendaggio esofageo includono, senza limitazioni: restringimento o stenosi del cricofaringe o dell'esofago, esofago tortuoso, diverticoli, perforazione dell'esofago nota o sospetta, anelli o membrane asintomatici, coagulopatia.

Le controindicazioni specifiche al bendaggio delle emorroidi includono, senza limitazioni: malattia infiammatoria intestinale grave, ipertensione portale.

L'uso degli elastici per legatura è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota al lattice.

**PRECAUZIONI:**

Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.

La legatura mediante elastico può non risultare efficace nel caso di varici di piccole dimensioni.

I dispositivi per la legatura a livello esofageo non sono previsti per la legatura delle varici sotto la giunzione gastroesofagea.

L'attuale letteratura specializzata tratta la gestione delle varici esofagee con sanguinamento acuto, ma non si occupa dell'uso profilattico del bendaggio.

Il passaggio dell'endoscopio sopra un elastico precedentemente posizionato ne può provocare lo spostamento.

Prima di assemblare il dispositivo, si consiglia di sottoporre il paziente a un esame endoscopico di routine per confermare la diagnosi per la quale è stato prescritto il trattamento delle varici esofagee o delle emorroidi interne.

L'uso di un endoscopio perfettamente funzionante è essenziale ai fini della riuscita di una procedura di legatura con più elastici.


**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:**

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

<b>Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente</b>	Poliuretano Lattice Polimerici
--	--------------------------------------

<b>Marchio CE</b>	Sì
<b>Classe</b>	IIa
<b>Numero ente notificato</b>	0123
<b>Produttore</b>	Wilson Cook Medical
<b>Codice CND e descrizione</b>	G03020301 DISPOSITIVI DI LEGATURA DELLE VARICI ESOFAGEE

<b>Monouso</b>	Sì
<b>Sterilizzazione</b>	No
<b>Indirizzo di sterilizzazione</b>	Non pertinente
<b>Metodo sterilizzazione</b>	Non pertinente
<b>Periodo di conservazione</b>	12 mesi
<b>Origine biologica</b>	No
<b>Presenza di lattice</b>	Sì
<b>Biocompatibilità</b>	Sì
<b>Confezione</b>	Singola



Scheda Tecnica Prodotto

<b>Nome della società:</b> Cook Italia Srl	<b>Tel:</b> +39 02 69 68 28 53 <b>Fax:</b> +39 02 69 43 02 52
<b>Indirizzo della società:</b> Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:gare@cookmedical.com">gare@cookmedical.com</a>
<b>Vigilanza contatto:</b> Emmett Devereux	<b>Tel:</b> +353 61 33 44 40 <b>Email:</b> <a href="mailto:emmett.devereux@cookmedical.com">emmett.devereux@cookmedical.com</a>

**PRODOTTO:**

Dispositivo di legatura multi-elastico Saeed™

**CODICE PRODOTTO:**

MBL-6-OV  
MBL-6-OV-XS  
MBL-6-F-OV

**DIMENSIONI**

*Kit con 6 elastici incassati*

**MBL-6-OV**

- Diametro esterno dell'endoscopio: 9,5 mm-11,5 mm

Diametro minimo del canale operativo - 2,8 mm

Lunghezza del cavo azionatore-122cm

*Kit con 6 elastici incassati*

**MBL-6-OV-XS**

- Diametro esterno dell'endoscopio: 8,6 mm-9,2 mm

Diametro minimo del canale operativo – 2,8 mm

Lunghezza del cavo azionatore-122cm

*Kit con 6 elastici incasati - Fujinon*


**MBL-6-F-OV**

- Diametro esterno dell'endoscopio: 9,5 mm-13 mm

Diametro minimo del canale operativo – 2,8 mm

Lunghezza del cavo azionatore-142cm

**Immagine**



**COMPONENTI:**

Cilindro Opti-Vu con elastici per legatura

Cavo azionatore

Catetere di caricamento

Impugnatura di controllo di precisione

Adattatore per irrigazione



**DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Dispositivo di legatura multi-elastico Saeed™

**DESTINAZIONE D'USO:**

Questo dispositivo è usato per la legatura endoscopica delle varici esofagee in corrispondenza o sopra la giunzione gastroesofagea oppure per la legatura delle emorroidi interne.

**CONTROINDICAZIONI:**

Le controindicazioni includono quelle specifiche alla procedura endoscopica primaria da eseguire per ottenere l'accesso al sito di bendaggio interessato.

Le controindicazioni specifiche al bendaggio esofageo includono, senza limitazioni: restringimento o stenosi del cricofaringe o dell'esofago, esofago tortuoso, diverticoli, perforazione dell'esofago nota o sospetta, anelli o membrane asintomatici, coagulopatia.

Le controindicazioni specifiche al bendaggio delle emorroidi includono, senza limitazioni: malattia infiammatoria intestinale grave, ipertensione portale.

L'uso degli elastici per legatura è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota al lattice.

**PRECAUZIONI:**

Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.

La legatura mediante elastico può non risultare efficace nel caso di varici di piccole dimensioni.

I dispositivi per la legatura a livello esofageo non sono previsti per la legatura delle varici sotto la giunzione gastroesofagea.

L'attuale letteratura specializzata tratta la gestione delle varici esofagee con sanguinamento acuto, ma non si occupa dell'uso profilattico del bendaggio.

Il passaggio dell'endoscopio sopra un elastico precedentemente posizionato ne può provocare lo spostamento.

Prima di assemblare il dispositivo, si consiglia di sottoporre il paziente a un esame endoscopico di routine per confermare la diagnosi per la quale è stato prescritto il trattamento delle varici esofagee o delle emorroidi interne.

L'uso di un endoscopio perfettamente funzionante è essenziale ai fini della riuscita di una procedura di legatura con più elastici.

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:**

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

<b>Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente</b>	Polimerici Lattice
--	-----------------------

<b>Marchio CE</b>	Sì
<b>Classe</b>	IIa
<b>Numero ente notificato</b>	0123
<b>Produttore</b>	Wilson Cook Medical
<b>Codice CND e descrizione</b>	G03020301 DISPOSITIVI DI LEGATURA DELLE VARICI ESOFAGEE

<b>Monouso</b>	Sì
<b>Sterilizzazione</b>	No
<b>Indirizzo di sterilizzazione</b>	Non pertinente
<b>Metodo sterilizzazione</b>	Non pertinente
<b>Periodo di conservazione</b>	12 mesi
<b>Origine biologica</b>	No
<b>Presenza di lattice</b>	Sì
<b>Biocompatibilità</b>	Sì
<b>Confezione</b>	Singola

