



ASL Oristano

Servizio Sanitario -
REGIONE SARDEGNA

C.G. SIG. G. FIANCHI

Poliambulatorio di Oristano
Via Michele Pira

PROTOCOLLO n. 50
Oristano 09/02/2010

SOLLECITO
del 23-3-10

Al Servizio Provveditorato
ASL N° 5 Oristano

SOLLECITO
del 12-APRILE

Si chiede la fornitura di venti (20) testine di CONO per il
Tonometro INAMI HAAG STREIT BERN (Cod. 170901) per gli
ambulatori di Oculistica 1/2/3.

Il Responsabile del Poliambulatorio

Marta


Zacari
2 testine

13/4/10 M.F. Deur

- 1 -

L-5110 E.P.O.
 DIV. S.P.A. G. FERRARI

TONOMETRO AD APPLANAZIONE INAMI L-5110/L-5130



L-5110 Tonometro Inami è stato concepito per misurare la pressione intraoculare ed è disegnato per rimanere montato fisso sulla lampada a fessura. Quando il tonometro è montato accuratamente potete guardare attraverso ad esso con il filtro al cobalto blu proiettato sul prisma di misurazione che serve ad appiattire il vertice della cornea.

Il conetto può essere pulito e disinfettato come segue:

- a) immergendolo dai 5 ai 10 minuti in una soluzione fresca al 3% di perossido di idrogeno, o
- b) in una soluzione fresca con 5.000 parti per milione (mg/L) di clorina libera - a 1/10 di ipoclorito di sodio diluito (volgare candeggina per casa), o
- c) 70% di etanolo, o
- d) 70% di isopropanolo.

Composizione standard

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tonometro ad applanazione..... | 1 |
| Prisma..... | 2 |
| Astina di taratura (calibro)..... | 1 |



L-5130 è come il modello L-5110 e può essere usato con diversi tipi di lampade a fessura INAMI. Il modello L-5130 può essere posizionato sulla piastrina in una delle due possibili posizioni. Queste posizioni sono collegate con il microscopio per far sì che si possa guardare o da destra o da sinistra.

Specifiche

Arco di misurazione: da 0 a 80mmHg con incrementi di 2mmHg \pm 0.5mmHg.
 Diametro della superficie: 3.06mm.
 Misurazione: 47mm x 30mm x 85mm
 Peso: 725gs.

Composizione standard

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tonometro ad applanazione..... | 1 |
| Prisma..... | 2 |
| Astina di taratura (calibro)..... | 1 |



A.B.MED

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

11 MAG 2010

Arrivato il 07/05/2010
Prot. N° 34604 del 11.05.2010

*Setzu
12/5/10*

Spett.le Azienda Sanitaria n° 5 Oristano
Via Carducci, 35
Servizio Provveditorato
09170 Oristano OR
C.A. Sig.ra Setzu

Cagliari, 7 maggio 2010

Oggetto: richiesta preventivo per acquisto testine di cono per tonometro

Vs. Riferimento Prot. 32700/MRS del 04 maggio 2010

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 269 del 18/05
Composto di n° 2 fogli

Come da Vs. gentile richiesta forniamo la ns. migliore offerta per l'eventuale acquisto del seguente materiale:

| cod | descrizione | marca | q.ta | € PREZZO UNITARIO |
|--------|---|-------|------|--------------------------------|
| L-5112 | CONI PER TONOMETRO ad Applenazione Inami L-5110/5130 DISINFETTABILI CON ALCOOL O IPOCLORITO | INAMI | 20 | € 62,00 Euro sessantadue/00 |



Pulizia e disinfezione:

- a) immergendolo dai 5 ai 10 minuti in una soluzione fresca al 3% di perossido di idrogeno
- b) immergendolo in una soluzione fresca con 5.000 parti per milione (mg/L) di clorina libera a 1/10 di ipoclorito di sodio diluito (volgare candeggina per casa)
- c) 70% di etanolo
- d) 70% di isopropanolo

Sconto applicato dal listino 21,71%

Condizioni di fornitura:

- IVA di legge non compresa: 20% a Vs. carico
- Porto franco (libera da ogni prezzo), imballo, trasporto, carico e scarico presso la Vs. sede indicata a ns. carico
- Consegna: 7gg data vs. ordine
- Garanzia sulle attrezzature 365 giorni
- Pagamento: 90 gg data di ricevimento fattura

Cordiali saluti

A.B.MED. s.r.l.s.

Ufficio Commerciale - Via S. Maria Chiara, 159
Sede legale - Via Legnano, 72
09134 CAGLIARI
Tel. 070.524022 - Fax 070.500011
Partita Iva/Cod. Fisc. 02077670921

-1-

A.B.MED
Iscriz. Trib. CA n. 24566
C.C.I.A.A. 65356

P.IVA 02077670921
Tel/Fax +39/070.524022-500011
Banca di Roma AG 4 Cagliari - C.C. 60135

Off. Comm. Via S. Maria Chiara, 159
Centro commerciale Quadrifoglio
09134 Cagliari - Pirri



di SALVO MELIS & C. S.R.L.

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE PER OCULISTICA E MEDICALI

09129 CAGLIARI
Piazza Lussemburgo, 5
Tel. e Fax: 070 497293 / 070 41428
C.C.I.A.A. CAGLIARI REA 239978
PARTITA IVA 03013230929

e-mail:
smoftalmica@tin.it
occhiale3@inwind.it

Spett.le
Azienda U.S.L. n° 5
Servizio Provveditorato
Via Carducci, n° 35
09170 - ORISTANO (OR)
FAX n° 0783/73315

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

11 MAG 2010

Arrivato il _____
Prot. N. 34961 del 11/05/2010

c.a. S.ra Setzu

OGGETTO: migliore offerta per la fornitura di n° 20 testine di cono per Tonometro INAMI
Rif. Vs. Prot. n° 32700/(MRS) del 04.05.2010

Cagliari, 11.05.2010

Prisma per Tonometro INAMI (Testina di Cono)
(diconsi Euro Novantacinque/00)

€ 95,00

Detto prezzo è da considerarsi netto, per pezzo singolo, privo dell'I.V.A. pari al 20% e comprensivo di spese di carico, scarico ed ogni altro onere accessorio per rendere la merce franco Vs. Distretto.

Consegna: 3-5 giorni lavorativi dall'ordine.

Percentuale sconto applicato: 15% (diconsi Quindicipercento)

Validità offerta: 90 gg.

Grati per l'attenzione, Vi porgiamo distinti saluti.

S. M. OFTALMICA

di Salvo Melis & C. s.r.l.
Piazza Lussemburgo, 5 - Tel./Fax 070.497293
09129 CAGLIARI
P. IVA 03013230929 - N° REA 239978

- 2 -