



Associazione Regionale Sarda  
per la lotta contro la Talassemia  
e per l'assistenza dei Talassemici  
FEDERAZIONE DI ORISTANO

Oristano, 27 luglio 2011

*dot. nel reparto  
genus me  
presidio me  
di in l'assistenza  
alla donazione  
programma P.O.  
9-08-2011*

*Biondi*  
*Cocco*  
*10/8/11*

Data Prot.	<i>28 LUG. 2011</i>	N.	<i>51262</i>
Orig./Atti	<i>SEN. Farm. Terr</i>		
Direz. Gen	<i>DE</i>		
Distretto			
Data	<i>28 LUG. 2011</i>		
Arrivo	<i>ASL 5</i>		
Direz. Osp.	<i>P.O. San Martino</i>		
Dipartim.			
Altre Resp.	<i>Resp. P.O. S.M.</i>		

Egregio Dott. Mariano Meloni  
Direttore Generale ASL 5 Oristano

Egregio Dott. Nicola Orrù  
Direttore Sanitario ASL 5 Oristano

Allogato n° *1* alla deliberazi  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° *3* fogli

E p.c. al Dott. Antonio Carta  
Responsabile Centro per le Microcitemie Provinciale

al Dott. Paolo Casula  
Primario Centro Trasfusionale P.O. San Martino

al Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale  
ASL 5 Oristano.

Loro Sedi

**Oggetto: Segnalazione disagi pazienti Talassemici, Richiesta incontro e Donazione poltrona per donatori Centro Trasfusionale .**

Egregi Dottori,  
vi dobbiamo segnalare, come già fatto da tempo, il nostro disagio in merito alla carenza del personale medico del nostro reparto che ormai da tempo non è adeguato alle nostre esigenze. Ci pare, con tutto il rispetto e la riconoscenza della professionalità dei Medici che si occupano del reparto Pediatrico, veramente inadeguato essere seguiti da loro, piuttosto come sarebbe a nostro parere molto più opportuno, che essere seguiti (come ci venne assicurato precedentemente) dai Medici del Centro Trasfusionale.

Proprio perché riconoscenti del prezioso contributo del Centro Trasfusionale a favore della qualità di vita dei ragazzi seguiti presso il P.O. San Martino, la nostra Associazione

avrebbe piacere di donare una poltrona (di cui alleghiamo modello e caratteristiche) per contribuire all'opera che quotidianamente svolge a beneficio di tutti i pazienti che necessitano di trasfusioni.

Purtroppo, visto anche le difficoltà del periodo estivo per la carenza sangue, siamo anche molto preoccupati per la nostra vita vista la situazione di difficoltà dell'AVIS Provinciale di Oristano, venutasi a creare per la mancata stipula del contratto di convenzione che permette il rimborso da parte della ASL 5 spettante per le donazioni effettuate. Vi chiediamo di risolvere questa situazione al più presto, visto il grande contributo che l'AVIS della provincia di Oristano riesce a garantire non solo a beneficio della nostra qualità di vita e salute, ma di tutti coloro che purtroppo hanno necessità di trasfondere sangue.


Vorremmo anche segnalarvi, dopo numerose lamentele da parte dei pazienti talassemici, le difficoltà incontrate presso il servizio Farmaceutico Territoriale, che spesso costringono i ragazzi a tornare più volte nel corso del mese per prendere i medicinali loro necessari per le cure dovute dalle complicanze della nostra patologie, pertanto vorremmo CHIEDERVI a nome di tutti, che detto servizio si svolga a nostro riguardo presso la Farmacia Ospedaliera, come succede anche in altre ASL della Sardegna.

Nell'attesa di poterci confrontare al più presto in merito a tutte queste problematiche, cogliamo l'occasione di porgere, a voi e a tutti i vostri collaboratori

Distinti Saluti.

Maria Antonina Sebis

Segretario Federazione Provinciale





**BIOITALIA** s.a.s. di Piero Piccinelli & C.

Uffici Commerciali: V. Jean Jaurès, 6 - 20125 MILANO -

Riparazioni, manutenzioni e vendita di apparecchi per laboratori analisi e centri trasfusionali: centrifughe refrigerate, non refrigerate e speciali lavaglobuli per test di Coombs, rotincubatori per piastrine, poltrone e bilance automatiche per prelievi di sangue, termostati, stufe, bagnimaria, agitatori meccanici e magnetici, micropipette e puntali; reagenti diagnostici per medicina e medicina veterinaria.

Sede legale: Viale Luigi Majno 38 - 20129 Milano  
C.C.I.A. Milano 957542 - Codice Fiscale e Partita IVA : 03393160159 - Trib. Milano Reg. Soc. n. 180139 Vol. 5204 Fasc. 39 - Banche: Sanpaolo Imi - Ag. 1 - Milano - C/C 10/15558 - cod. ABI 01025 - cod. CAB 01601; - Banca Intesa - Filiale n. 2132 Milano 32 - C/C 00004306106 - cod. ABI 03069 - cod. CAB 09530 Iscriz. Albo Fornit. U.U.S.S.L.L. Reg. Toscana n. 3690

web [www.bioitalia.net](http://www.bioitalia.net)

e-mail [bioitalia@bioitalia.net](mailto:bioitalia@bioitalia.net)

tel. ☎ +39.02.2828345/2893720/2841889 - fax ☎ +39.02.284766



## Poltrona reclinabile da prelievo modello "CERNobbio"

La poltrona reclinabile da prelievo modello "Cernobbio" è dotata di comando elettrico, inclinazione variabile, ed ha in oltre le seguenti caratteristiche:

- è particolarmente studiata per Centri Trasfusionali, Day Hospital, Ambulatori Terapeutici ed Ospedalieri, Studi Medici;
- con semplice pressione digitale su 2 appositi pulsanti risulta facilmente orientabile fino ad ottenere una posizione semiortopnoica, come tra l'altro è richiesto dalle vigenti leggi e regolamenti sui Servizi Trasfusionali;
- l'orientabilità dei braccioli in ogni senso, mediante snodi sferico e assiale, fa sì che il braccio prescelto abbia un continuo piano di appoggio, qualunque posizione debba esso assumere per la migliore esecuzione dei trattamenti e dei prelievi venosi;
- in caso di lipotimia del paziente o del donatore, con semplice pressione di un pulsante, si ottiene la

rotazione, secondo l'asse trasversale, di tutta la poltrona, con conseguente abbassamento della testa ed elevazione delle gambe, in una perfetta posizione di Trendellenburg, ottenendo così un rapido riafflusso di sangue ai distretti cerebrali, con l'immediata ripresa dello stato lipotimico; il passaggio dalla posizione seduta e/o di donazione alla posizione di Trendellenburg avviene completamente 10/15 secondi dopo avere premuto l'apposito pulsante;

- il pistone e la motorizzazione per il movimento sono costituiti da un unico blocco attuatore meccanico;
- il tessuto di rivestimento è in extra-sky, elegante ed ignifugo in un colore a Vs. scelta tra i vari possibili (bianco, nero, marrone striato, blu, bianco avorio, grigio, ecc.);
- dimensioni di ingombro: cm 70 (compresi i braccioli); cm 50 (solo sedile) x 160 x 130 (LxPxH);
- alimentazione: 220V 50Hz; la corrente arriva a voltaggio ridotto di 24V cc al pulsante di azionamento.
- In caso di occorrenza, la poltrona può essere dotata dei seguenti accessori:
  - **asta portaflebo, tubolare, corredata da gancio ad altezza regolabile;**
  - **kit portarotolo: a) per rotoli cartacei o plastico-cartacei fino a ca. 50 cm di larghezza/altezza;**  
b) per rotoli cartacei o plastico-cartacei fino a ca. 60 cm di larghezza/altezza;
  - **vassoio/tavolino orientabile portaoggetti;**
  - **tavolino portabilancia;**
  - **kit da n. 04 ruote pivotanti.**
- Potenza massima assorbita: Kw 0,042
- Peso: Kg 45.
- L'apparecchiatura è costruita secondo le vigenti norme CEI 62-5; possiede in oltre il marchio CE.

